

Кроличыи Моноклональные Антитела Против Ythdf1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ип (Ip), Ифа (Elisa) - Q9Vyj9

Артикул: CM0006467



введение

Кроличыи мАб против YTHDF1 для WB, IP, ELISA – специфически распознают мРНК, модифицированные м6А, регулируя их стабильность и трансляцию. Валидированы для человека, мыши, крысы. Идеальны для исследований в области эпигенетики, онкологии и нейронауки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	YTHDF1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	YTHDF1; C20orf21; белок семейства, содержащий домен YTH, 1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54915
GeneID	54915
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого YTHDF1 (NP_060268.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9VYJ9
Молекулярный вес белка	20кДа/60кДа
Доставка	В ледяном пакете