

Кроличья Поликлональная Антитело Против Zdhhc4 Для Wb И Ифа - Q9Npg8

Артикул: CM0021650

введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий ZDHHC4 (пальмитоилтрансфераза), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает ZDHHC4 человека, мыши и крысы с прогнозируемой молекулярной массой 40 кДа. Идеально подходит для исследований пальмитоилирования и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZDHHC4 Кроличья pAb
Примечания/Алиасы	ZNF374; ZDHHC4
Вид	Человек
ID гена (человек)	55146
ID гена	55146
Иммуноген	Синтетический пептид (аминокислоты 110-210 человеческого ZDHHC4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NPG8
Молекулярная масса белка	40 кДа
Доставка	Холодильный пакет