

Поликлональное Антитело Anti-Znf10 Для Wb, Elisa — P21506

Артикул: CM0019062

введение

Кроличье поликлональное антитело к ZNF10 валидировано для применения в методах WB и ELISA на образцах человека. Оно нацелено на цинк-пальцевый белок ZNF10 (KOX1) — регулятор транскрипции с молекулярной массой 66 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ZNF10
Примечания/синонимы	KOX1; ZNF10
Вид	Человек
GeneID (человек)	7556
GeneID	7556
Иммуноген	Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого ZNF10 (NP_056209.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P21506
Молекулярная масса белка	66 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом