

Поликлональное Антитело Anti-Znf141 Для Ihc-P, Elisa — Q15928

Артикул: CM0014237

введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого ZNF141, подходящее для применений IHC-P и ELISA. Перекрёстно реагирует с антигенами мыши и крысы. Полезно для исследований транскрипционной регуляции и развития конечностей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против ZNF141
Примечания/синонимы	D4S90; pHZ-44; ZNF141
Вид	Человек
GeneID (человек)	7700
GeneID	7700
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 405–474 человеческого ZNF141 (NP_003432.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q15928
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом