

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Znf248 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Ndw4

Артикул: CM0012977

введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-ZNF248, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Нацелено на человеческий цинк-пальцевый белок 248, предполагаемый регулятор транскрипции. Подходит для исследований транскрипции и обнаружения белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ZNF248
Примечания/псевдоним	bA162G10.3; ZNF248
Вид	Человек
GeneID	57209
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-110 человеческого ZNF248 (NP_066383.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q8NDW4
Молекулярная масса белка	67 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом