

Поликлональное Антитело Anti-Znf264 Для Wb, Elisa — 043296

Артикул: CM0021162

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого ZNF264 (O43296). Валидировано для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Идеально подходит для исследований транскрипционной регуляции, связывания с ДНК и ядерных белков. Надёжные поставки сырья для ИВД от CamelBio.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против ZNF264
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9422
Идентификатор гена	9422
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100–200 человеческого ZNF264. (NP_003408.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	O43296
Молекулярная масса белка	71 кДа
Доставка	Хладоэлемент