

Поликлональное Антитело Anti-Znf324 Для Ihc-P, If/Icc, Elisa — 075467

Артикул: CM0020726

введение

Кроличье поликлональное антитело к ZNF324 человека, валидированное для IHC-P, IF/ICC и ELISA. Также реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований транскрипционной регуляции и пролиферации клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ZNF324
Примечания/синонимы	ZNF324; ZF5128; ZNF324A; цинк-пальцевый белок 324
Вид	Человек
GeneID (человек)	25799
GeneID	25799
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности аминокислот 271-553 белка ZNF324 человека (NP_055162.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	075467
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом