

Кроличыи Поликлональные Антитела K Znf471 Для Wb, Elisa - Q9Bx82

Артикул: CM0024354

введение

Кроличыи поликлональные антитела к ZNF471, валидированные для методов WB и ELISA. Специфичны к белку ZNF471 человека, цинковому пальцу транскрипционного фактора. Идеально подходят для исследований эпигенетики и регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF471 кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/Синонимы	ERP1; Z1971; Zfp78; ZNF471
Вид	Человек
GeneID (человек)	57573
GeneID	57573
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-221 ZNF471 человека (NP_065864.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9BX82
Молекулярная масса белка	73 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом