

Поликлональное Антитело Anti-Znf563 Для Wb И Elisa - Q8Ta94

Артикул: CM0019279



введение

Кроличье поликлональное антитело к ZNF563 для применения в вестерн-блоттинге (WB) и ELISA. Валидировано для человека, мыши и крысы. Мишень: белок с цинковыми пальцами 563, предположительно являющийся фактором транскрипции. Идеально подходит для исследований транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к ZNF563
Примечания/псевдоним	ZNF563
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	147837
Идентификатор гена	147837
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого ZNF563 (NP_660319.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8TA94
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия транспортировки	Сумка со льдом