

Анти-Znf683 Кроличья Поликлональное Антитело Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Iz20

Артикул: CM0027090

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого ZNF683 (Hobit) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Предполагаемая молекулярная масса 57 кДа. Подходит для изучения биологии резидентных лимфоцитов тканей и удержания иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ZNF683 кроличье пАт
Примечания/Псевдоним	Hobit, ZNF683
Вид	Человек
ID гена (Человек)	257101
Иммуноген	Рекомбинантный белок; рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 420-524 человеческого ZNF683 (NP_001294854.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8IZ20
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Сумка со льдом