

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Znf711 Для Wb, Elisa — Q9Y462

Артикул: CM0020804



введение

Поликлональное кроличье антитело к ZNF711, валидированное для WB и ELISA. Нацелено на человеческий ZNF711 (ZNF6, CMPX1) — регулятор транскрипции, необходимый для развития мозга. Идеально подходит для нейронаучных исследований и разработки диагностических средств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ZNF711
Примечания/синонимы	ZNF4; ZNF5; ZNF6; CMPX1; MRX65; MRX97; XLID97; Zfp711; dj75N13.1; ZNF711
Вид	Человек
GeneID (человек)	7552
GeneID	7552
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 200-300 человеческого ZNF711 (NP_001317503.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y462
Молекулярная масса белка	86 кДа
Условия транспортировки	Хладагент