


## Кроличья Поликлональная Антитела К Aoc1 Для Wb, If/Icc, Elisa — P19801

Артикул: CM0029314



### введение

Кроличья поликлональная антитела, полученная против человеческого AOC1 (диаминоксидазы/гистаминазы). Проверена для WB, IF/ICC, ELISA; перекрестно реагирует с мышинными и крысиными гомологами. Идеально подходит для исследований аллергии, иммунного ответа и метаболизма аминов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                       |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | AOC1 Кроличья pAb                                                                                              |
| Примечания/алиасы         | ABP; DAO; KAO; ABP1; DAO1; AOC1                                                                                |
| Вид                       | Человек                                                                                                        |
| GeneID                    | 26 (человек)                                                                                                   |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 20-300 человеческого AOC1 (NP_001082.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                         |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                        |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                              |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                           |
| SWISS                     | P19801                                                                                                         |
| Молекулярная масса белка  | 85кДа                                                                                                          |
| Доставка                  | С ледяным пакетом                                                                                              |