


Кроличье Поликлональное Антитело К Asc/Tms1 Для Вестерн-Блоттинга, If, Ihc-P, Elisa - Q9ULZ3

Артикул: CM0015998



введение

Кроличье поликлональное антитело против ASC/TMS1 (PYCARD). Подтверждено для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции, IHC-P и ELISA. Определяет ASC/TMS1 человека, мыши и крысы. Для исследований апоптоза, инфламасомы и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ASC/TMS1 Кроличье поликлональное антитело (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	ASC; TMS; TMS1; CARD5; TMS-1; ASC/TMS1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	29108
ID гена	29108
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 50-195 белка ASC/TMS1 человека (NP_037390.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS-PROT	Q9ULZ3
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом