

Поликлональное Антитело Кролика К Bank1 Для Wb, Elisa - Q8Ndb2

Артикул: CM0015883

введение

Поликлональное антитело кролика к BANK1, валидированное для WB и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Нацелено на каркасный белок В-клеток, участвующий в передаче сигналов BCR и мобилизации кальция. Подходит для исследований в области иммунологии и аутоиммунных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к BANK1
Примечания/синоним	BANK; BANK1
Вид	Человек
Идентификатор гена	55024
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 516-785 человеческого BANK1 (NP_060405.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8NDB2
Молекулярная масса белка	89 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом