

Мышиное Моноклональное Антитело Ca19-9 Для If/Icc И Elisa - Ca19-9

Артикул: CM0002442

введение

Мышиное моноклональное антитело (mAb) CA19-9 для применения в иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с образцами человека. Иммуноген получен из клеточной линии аденокарциномы толстой кишки человека SW1116. Идеально подходит для исследований рака желудочно-кишечного тракта и закупки сырья для IVD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Мышиное mAb CA19-9
Иммуноген	Клеточная линия аденокарциномы толстой кишки человека SW1116
Вид хозяина	Мышь
Категория антител	Моноклональные антитела
Применение	IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
Доставка	С охлаждающим пакетом