

Кроличья Поликлональная Антитело К Cd11b/Itgam Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P11215

Артикул: CM0014983



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на интегрин альфа-М (CD11b/ITGAM). Валидирована для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследования клеточной адгезии, фагоцитоза и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к CD11b/ITGAM
Примечания/алиасы	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6; CD11b/ITGAM
Вид	Человек
GeneID	3684 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный сливаемый белок, содержащий последовательность аминокислот 145-340 белка CD11b/ITGAM (NP_000623.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P11215
Молекулярная масса белка	127 кДа
Доставка	Айс-пак