

Поликлональное Кроличье Антитело К Cd46 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P15529

Артикул: CM0022441



введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело к CD46, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Распознаёт CD46 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований регуляции комплемента и взаимодействия хозяина с патогенами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к CD46
Примечания/синонимы	MCP; TLX; AHUS2; MIC10; TRA2.10; CD46
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	4179
Идентификатор гена	4179
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40–320 человеческого CD46 (NP_722548.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P15529
Молекулярная масса белка	44 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом