

Кроличье Моноклональное Антитело Cdc5L Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q99459

Артикул: CM0011029



введение

CDC5L Кроличье mAb, валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Распознает человеческий, мышинный CDC5L (92 кДа). Идеально для исследований сплайсинга, клеточного цикла, повреждения ДНК. UniProt Q99459.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDC5L Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CDC5; CEF1; PCDC5RP; CDC5-LIKE; dj319D22.1; CDC5L
Вид	Человек
GeneID (Человек)	988
GeneID	988
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q99459
Молекулярная масса белка	92 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом