

Кроличья Поликлональная Антитело К Cdh9 Для Вб И Ифа - Q9ULb4

Артикул: CM0013028

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CDH9 (кадгерин-9), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследований клеточной адгезии. Перекрестно реагирует с человеческим белком. UniProt: Q9ULB4.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CDH9
Примечания/алиасы	CDH9
Вид	Человек
ID гена (человек)	1007
ID гена	1007
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 340-420 человеческого CDH9 (NP_057363.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9ULB4
Молекулярная масса белка	89 кДа
Доставка	Хладоэлемент