


Кроличье Моноклональное Антитело К Cdk1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ифа — P06493

Артикул: CM0005064



введение

Кроличье моноклональное антитело к CDK1, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ИФА. Обнаруживает CDK1 в образцах человека, мыши и крысы. CDK1 — это ключевая серин/треонинкиназа, отвечающая за переход G2/M и митоз. Идеально подходит для исследований в области онкологии, клеточного цикла и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мкАб к CDK1
Примечания/алиасы	CDC2; CDC28A; P34CDC2; CDK1
Вид	Человек
ID гена	983
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P06493
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом