

Моноклональное Антитело Кролика К Cend1 Для Wb, If-P, Elisa - Q8N111

Артикул: CM0012112

введение

Моноклональное антитело кролика к CEND1, валидированное для WB, IF-P и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований нейрональной дифференцировки. UniProt Q8N111.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к CEND1
Примечания/синоним	BM88; CEND1
Вид	Человек
GeneID (человек)	51286
GeneID	51286
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 70–149 человеческого CEND1 (NP_057648.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8N111
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом