


Кроличья Моноклональная Антитело К Цитруллину-Гистону Н3 (Цитруллинация R8) (Q16695/P68431) Для Вб, Дб, Ифа

Артикул: CM0000078



введение

Кроличья моноклональная антитело, нацеленная на цитруллинированный гистон Н3 по аргинину 8 (R8). Валидирована для вестерн-блота, дот-блота и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека и других видов (предсказан широкий диапазон). Идеально подходит для эпигенетических исследований и изучения цитруллинации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Цитруллин-гистон Н3-R8 кроличья моноклональная антитело
Примечания/Альасы	Н3t, Н3.4, Н3/g, Н3FT, Н3C16, Н1СТ3Н3
Вид	Человек
ID гена (человек)	8290/8350
ID гена	8290/8350
Иммуноген	Синтетический цитруллинированный пептид региона R8 гистона Н3 человека (NP_003520.1)
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	WB, DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, другие виды (предсказан широкий диапазон)
SWISS	Q16695/P68431
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодильный пакет