


Поликлональное Антитело Кролика К Cldn2 Для Вестерн-Блота И Ифа - P57739

Артикул: CM0014065



введение

Поликлональное антитело кролика к CLDN2, валидированное для Вестерн-блота и ИФА у человека, мыши и крысы. Направлено на клэудин-2 – белок плотных соединений, участвующий в параклеточной проницаемости. Идеально подходит для исследования эпителиального барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика к CLDN2
Примечания/алиасы	OAZON; клэудин-2; CLDN2
Вид	Человек
ID гена (человек)	9075
ID гена	9075
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P57739
Молекулярная масса белка	25 кДа
Доставка	С хладагентом