

Кроличье Моноклональное Антитело К Расщепленному Гасдермину В (С-Конец) Для Wb И Elisa - Q8Tax9

Артикул: CM0007704



введение

Кроличье моноклональное антитело к расщепленному гасдермину В (С-конец) для вестерн-блоттинга и ELISA. Валидировано на образцах человека, нацелено на С-концевой фрагмент после расщепления, опосредованного гранзимом. Идеально подходит для исследований пироптоза и гибели клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к расщепленному гасдермину В (С-конец)
Примечания/Псевдоним	GSDML; PP4052; GSDMB-1; PRO2521; Cleaved Gasdermin B (C Terminal)
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	55876
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий остаткам вокруг Ser245 гасдермина В человека (NP_001159430.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональное антитело
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8TAX9
Молекулярная масса белка	18 кДа / 45 кДа / 46 кДа / 47 кДа
Транспортировка	Хладоэлемент (пакет со льдом)