


Кроличья Поликлональная Антитело К Cmpk1 Для Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P30085

Артикул: CM0025776



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к CMPK1, валидированное для WB, IF/ICC, IP и ELISA. Распознает человеческую и мышиную UMP-CMP киназу, участвующую в биосинтезе пиримидинов. Идеально подходит для исследований нуклеотидного метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CMPK1 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	СК; СМК; УМК; СМРК; UMPK; UMP-CMPK; СМРК1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	51727
GeneID	51727
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 69–228 человеческого СМРК1 (NP_057392.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P30085
Молекулярная масса белка	22 кДа
Доставка	Холодильный пакет