

Поликлональное Антитело Кролика Против Crem Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - Q03060

Артикул: CM0027304

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого CREM, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения сперматогенеза, циркадных ритмов и транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против CREM
Примечания/Альтернативные названия	ICER; CREM-2; hCREM-2; CREM
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1390
GeneID	1390
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CREM (NP_853549.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q03060
Молекулярная масса белка	37 кДа
Доставка	В пакете со льдом