

Кроличье Поликлональное Антитело Ctbp2 Для Wb, If/Icc, Elisa — P56545

Артикул: CM0021341



введение

Кроличье поликлональное антитело СТBP2 представляет собой поликлональное антитело, полученное против С-концевого пептида человеческого СТBP2, подходящее для проведения WB, IF/ICC и ELISA с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований регуляции транскрипции и синапсов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело СТBP2
Примечания/синоним	СТBP2
Вид	Человек
GeneID (человек)	1488
GeneID	1488
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот с 300-й до С-конца человеческого СТBP2 (NP_001320.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P56545
Молекулярная масса белка	49 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом