

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Cyp24A1 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q07973

Артикул: CM0019745

введение

Поликлональные кроличьи антитела против CYP24A1, валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Распознают человеческие, мышинные и крысиные белки. Подходят для изучения катаболизма витамина D, гомеостаза кальция и функции митохондриальной 24-гидроксилазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CYP24A1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CP24; HCAI; CYP24; HCINF1; P450-CC24; CYP24A1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1591
ID гена	1591
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 36-448 человеческого CYP24A1 (NP_001122387.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07973
Молекулярный вес белка	59кДа
Доставка	Сумка со льдом