

Цистатин С (CysC)

Артикул: CysC

введение

Откройте для себя решения для определения цистатина С (CysC): точная оценка функции почек, IVD-анализ, ELISA и наборы для латерального потока. Обеспечьте точный показатель eGFR и надежную диагностику уже сегодня!

[Узнать больше](#)

Характеристика	Описание
Название продукта	Антитело к цистатину С
Вид хозяина	Мышь
Применение	ЛФ, ИФА, ВБ
Иммуноген	Нативный белок цистатина С
Форма/внешний вид	Очищенное моноклональное антитело к белку А
Консерванты	0,05% Проклин 300
Изотип	IgG2b
Клональность	Моноклональный
Чистота	>90%
Буфер	10 мМ фосфатно-буферный солевой раствор, pH 7,4
Специфичность	Цистатин С

Условие	Описание
Хранение (краткосрочное)	2-8°C
Хранение (длительное)	-20°C. Избегайте повторного замораживания и размораживания.
Доставка	Холодные пакеты

Показатель	Спецификация
Внешний вид пакета	Внешняя упаковочная коробка и пакет из алюминиевой фольги в комплекте и без повреждений.
Ширина тестовой полоски	Не должна превышать номинальное значение $\pm 0,20$ мм. Номинальное значение составляет 4,00 мм.
Внешний вид тестовой полоски	Аккуратные, ровные, без заусенцев, без повреждений, без загрязнений; материал прочно прилипает.
Ширина тестовой полоски	Не должна превышать номинальное значение $\pm 0,20$ мм. Номинальное значение составляет 4,00 мм.
Скорость миграции	Скорость миграции жидкости должна быть не менее 10 мм/мин.
Диапазон линейности	В диапазоне 0,50 мг/л–10,00 мг/л, коэффициент линейной корреляции $r \geq 0,990$.
Точность	Проверяется сравнительным тестом: коэффициент корреляции $r \geq 0,975$, относительное отклонение не более 20%.
Повторяемость	Повторяемость набора должна составлять не более 10%.
Межпакетная точность (межпакетная разница)	Межпакетная разница между наборами должна составлять не более 15%.
Стабильность	При хранении при температуре 4~30°C в герметичных пакетах из алюминиевой фольги и тестировании продуктов в течение 1 месяца после истечения срока годности, результаты теста должны соответствовать требованиям пунктов 2.1–2.6.