

Кроличья Поликлональная Антитела Dap Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P51397

Артикул: CM0030232

введение

Изучите кроличьи поликлональные антитела DAP от CamelBio (P51397) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА. Валидированы на человеке, мыши, крысе. Идеальны для исследований апоптоза, аутофагии и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb к DAP
Примечания/Алиасы	DAP1; DAP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1611
GeneID	1611
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-102 белка DAP человека (NP_004385.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51397
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	В пакете со льдом