

## Кроличье Моноклональное Антитело К Disc1 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q9Nri5

Артикул: CM0005798



### введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело к человеческому белку DISC1, подходит для применения в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований нейрогенеза, развития мозга и шизофрении.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                 |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличье моноклональное антитело к DISC1 |
| Примечания/Алиасы         | SCZD9; C1orf136; DISC1                   |
| Вид                       | Человек                                  |
| ID гена (человек)         | 27185                                    |
| ID гена                   | 27185                                    |
| Иммуноген                 | Синтетический пептид                     |
| Источник                  | Кролик                                   |
| Категория                 | Моноклональные антитела                  |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                        |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                     |
| SWISS                     | Q9NRI5                                   |
| Молекулярная масса белка  | 94 кДа                                   |
| Доставка                  | Холодильный пакет                        |