


Поликлональные Кроличьи Ант Антитела К Dvl2 Для Иф/Ицх, Ифа - O14641

Артикул: CM0027382



введение

Поликлональные кроличьи антитела к DVL2, валидированные для ИФ/ИЦХ и ИФА, с перекрестной реактивностью к мыши. Нацелены на человеческий DVL2 (UniProt O14641), ключевой медиатор сигнального пути Wnt. Идеальны для исследований в области развития и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	DVL2 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	DVL2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1856
GeneID	1856
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 600-700 человеческого DVL2 (NP_004413.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	O14641
Молекулярный вес белка	79кДа
Доставка	Сумка со льдом