


Кроличья Рab К Ebf1 Для Wb, Elisa - Q9Uh73

Артикул: CM0016207



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого EBF1, валидированное для WB и ELISA. Идеально подходит для исследований В-клеток и разработки наборов IVD, нацелено на фактор транскрипции-пионер COE1.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья рAb к EBF1
Примечания/Псевдоним	EBF; COE1; OLF1; O/E-1; EBF1
Вид	Человек
GeneID	1879
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 500-591 человеческого EBF1 (NP_076870.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UH73
Молекулярный вес белка	64кДа
Доставка	Сумка со льдом