


Кроличья Поликлональная Антитело К Ech1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q13011

Артикул: CM0013466



введение

Кроличья поликлональное антитело к ECH1, валидированное для WB, IHC-P, ELISA; реагирует с человеческим, мышинным и крысиным ECH1; нацелено на дельта(3,5)-дельта(2,4)-диеноил-КоА-изомеразу в бета-окислении жирных кислот; для исследований митохондрий и пероксисом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ECH1 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	HPXEL; ECH1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1891
GeneID	1891
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-328 человеческого ECH1 (NP_001389.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13011
Молекулярный вес белка	36 кДа
Доставка	В ледяном пакете