

Кроличыи Поликлональные Антитела К Eif2S3 Для Wb, Elisa - P41091

Артикул: CM0027734



введение

Надежные кроличьи поликлональные антитела к EIF2S3 для WB и ELISA, обладающие перекрестной реактивностью с крысой. Мишенью является фактор инициации трансляции eIF2-гамма, антитела подходят для исследований синтеза белка и комплекса eIF2.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к EIF2S3
Примечания/Синонимы	EIF2; EIF2G; MEHMO; MRXSBRK; eIF-2gA; EIF2gamma; EIF2S3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1968
GeneID	1968
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 173-472 EIF2S3 человека (NP_001406.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	P41091
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом