

Кроличья Рab К Энпер Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q07075

Артикул: CM0026946



введение

Точное обнаружение глутамиламинопептидазы в образцах человека, мыши и крысы. Эта кроличья рAb поддерживает вестерн-блоттинг, ИHC-P и ELISA в исследованиях гипертонии и почечной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья рAb к ENPEP
Примечания/Псевдонимы	APA; CD249; gp160; ENPEP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2028
GeneID	2028
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 708-957 человеческого ENPEP (NP_001968.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q07075
Молекулярный вес белка	109кДа
Доставка	Сумка со льдом