

Поликлональные Антитела Кролика Против Fcgrt Для Wb, If/Icc, Elisa - P55899

Артикул: CM0025764



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против человеческого FCGRT (FcRn), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходят для исследований рециклинга IgG и неонатального иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FCGRT Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FCRN; FcγRn; альфа-цепь; FCGRT
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2217
ID гена	2217
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 27-290 человеческого FcRn (NP_004098.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P55899
Молекулярный вес белка	40кДа
Доставка	Сумка со льдом