

Поликлональные Антитела Кролика К Fgb Для Wb, If/Icc, Elisa — P02675

Артикул: CM0015607



введение

Поликлональные антитела кролика к бета-цепи фибриногена человека (FGB), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований гемостаза, тромбоза и заживления ран.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FGB Rabbit pAb
Примечания/алиасы	HEL-S-78p; FGB
Вид	Человек
GeneID (человек)	2244
GeneID	2244
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 111-222 FGB человека (NP_005132.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02675
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	С ледяным пакетом