

Кроличье Моноклональное Антитело К Fgf2 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - P09038

Артикул: CM0003442

введение

Кроличье моноклональное антитело к FGF2, валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Определяет человеческий FGF2 (bFGF), гепарин-связывающий фактор роста, участвующий в пролиферации, дифференцировке клеток и ангиогенезе. Идеально для исследований в онкологии и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к FGF2
Примечания/Алиасы	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; F2
Вид	Человек
GeneID	2247
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 100-200 человеческого FGF2 (NP_001997.5).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09038
Молекулярная масса белка	31 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом