

Кроличье Моноклональное Антитело К Foxp3 Для IHC-P И Elisa - Q9Bzs1

Артикул: CM0005000



введение

Данное кроличье моноклональное антитело к FOXP3 валидировано для IHC-P и ELISA, обладает перекрестной реактивностью к человеческому и мышиному белку. Идеально подходит для изучения функции регуляторных Т-клеток и иммунного гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к FOXP3
Примечания/Альтернативные названия	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Вид	Человек
GeneID (Человек)	50943
GeneID	50943
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого FOXP3 (NP_054728.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9BZS1
Молекулярная масса белка	47 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом