

Кроличыи Поликлональные Антитела К Gsr Для Wb И Elisa - P00390

Артикул: CM0012886



введение

Кроличыи поликлональные антитела к глутатионредуктазе человека (GSR), валидированные для методов WB и ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши. Подходят для изучения окислительно-восстановительной биологии, окислительного стресса и путей развития гемолитической анемии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к GSR
Примечания/Псевдонимы	GR; GSRD; HEL-75; HEL-S-122m; GSR
Вид	Человек
GeneID (человек)	2936
GeneID	2936
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 273-522 GSR человека (NP_000628.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P00390
Молекулярная масса белка	56 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом