

Кроличье Моноклональное Антитело К Бета-Субъединице Хгч Для Ифа, Вестерн-Блоттинга, Игх-П - P0Dn86

Артикул: CM0006686



введение

Кроличье моноклональное антитело к бета-субъединице ХГЧ для ИФА, вестерн-блоттинга и ИГХ-П. Специфично к бета-субъединице хорионического гонадотропина человека. Рекомбинантный иммуноген; 18 кДа. Необходим для исследований беременности и разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к бета-субъединице ХГЧ
Примечания/Синонимы	CGB; LHB; CGB5; CGB7; CGB8; hCGB; бета-ХГЧ
Вид	Человек
GeneID (человек)	1082
GeneID	1082
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-165 бета-субъединицы ХГЧ человека (NP_000728.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФА, вестерн-блоттинг, ИГХ-П
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P0DN86
Молекулярная масса	18 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом