

Кроличья Поликлональная Антитело К Гемоксигеназе 1 (НО-1/Hmox1) Для Wb, If-P, Ihc-P, Ифа - P09601

Артикул: CM0013872



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на гемоксигеназу 1 (НО-1/HMOX1), валидированная для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА в пробах человека, мыши и крысы. Подходит для исследований метаболизма гема, онкологических процессов и вирусных инфекций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Гемоксигеназа 1 (НО-1/HMOX1) кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	HO-1; HSP32; HMOX1D; bK286B10; Гемоксигеназа 1 (НО-1/HMOX1)
Вид	Человек
ID гена (человек)	3162
ID гена	3162
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-265 человеческой гемоксигеназы 1 (НО-1/HMOX1) (NP_002124.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P09601
Молекулярная масса белка	33 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом