

Кроличыи Поликлональные Антитела К Человеческому Ager Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q15109

Артикул: CM0019034



введение

Поликлональные антитела к человеческому AGER (RAGE), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышинным и крысиным белкам. Подходят для исследований воспаления, диабета и нейродегенеративных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к человеческому AGER
Примечания/Альтернативные названия	RAGE; sRAGE; SCARJ1; Human AGER
Вид	Человек
ID гена (Человек)	177
ID гена	177
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-344 человеческого AGER (NP_001127.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q15109
Молекулярная масса белка	43 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом