


Кроличье Моноклональное Антитело К Человеческому IgA1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P01876

Артикул: CM0004054



введение

CamelBio предлагает это высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого IgA1, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге (WB) и ИФА (ELISA). Подходит для исследований слизистого иммунитета, функций иммуноглобулинов и биологии В-лимфоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к Human IgA1
Примечания/Псевдоним	IgA1
Вид	Человек
ID гена	3493
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 99-353 человеческого IgA1 (P01876)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P01876
Молекулярный вес белка	37КДа/42КДа
Доставка	Сумка со льдом