


Поликлональное Кроличье Антитело К Igf2Bp3 (Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa) - O00425

Артикул: CM0026782



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий IGF2BP3 (IMP3). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции/ИХК на клетках, иммуногистохимии на парафиновых срезах и ИФА, имеет перекрестную реактивность с мышинным белком. Подходит для изучения транспорта и стабильности мРНК, а также биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело к IGF2BP3
Примечания/алиасы	KOC, CT98, IMP3, KOC1, IMP-3, VICKZ3, IGF2BP3
Вид	Человек
Идентификатор гена	10643
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 300-579 человеческого IGF2BP3 (NP_006538.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O00425
Молекулярная масса белка	64 кДа
Доставка	С ледяным пакетом