

Кроличье Моноклональное Антитело К IL18 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q14116

Артикул: CM0006418



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого IL18 (Интерлейкин-18). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Реагирует с человеческим, мышинным, крысиным белком. Идеально для исследований иммунитета Th1/NK клеток и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IL18 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	IGIF; IL-18; IL-1g; IL1F4; IL18
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3606
GeneID	3606
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-193 человеческого IL18 (NP_001553.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14116
Молекулярная масса белка	22 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом