

Поликлональное Антитело Кролика К Инсулину Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф-П, Ифа - P01308

Артикул: CM0019526



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий инсулин (SWISS P01308), подходит для применения в Вестерн-блоттинге, ИГХ-П, ИФ-П и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным инсулином, поддерживая исследования метаболических нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело к инсулину, кролик (pAb)
Примечания/Алиасы	IDDM; ILPR; IRDN; IDDM1; IDDM2; PNDM4; MODY10; Инсулин
Вид	Человек
ID гена (Человек)	3630
Иммуноген	Рекомбинантный белок - Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-110 человеческого INS (NP_000198.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01308
Молекулярная масса белка	12 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом