

Кроличье Моноклональное Антитело К Ip3R Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14643

Артикул: CM0012402

введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого IP3R (ITPR1). Валидировано для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческим, мышиным, крысиным белками. Нацелено на кальциевый канал, участвующий в внутриклеточной передаче кальциевого сигнала и апоптозе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	IP3R Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	ACV; CLA4; IP3R; IP3R1; SCA15; SCA16; SCA29; INSP3R1; PPP1R94
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3708
GeneID	3708
Иммуноген	Синтетический пептид — синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 2200-2300 человеческого IP3R (Q14643).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q14643
Молекулярный вес белка	314 кДа
Доставка	Сумка со льдом