

Кснj3 Кроличья Поликлональная Антитело Для Wb, Elisa - P48549

Артикул: CM0027722

введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого KCNJ3 (GIRK1), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Обладает перекрестной реактивностью с мышинным и крысиным генами. Идеально подходит для изучения активируемых G-белком внутренне выпрямляющих калиевых каналов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	KCNJ3 Кроличья pAb
Примечания/Алиасы	KGA; GIRK1; KIR3.1; KCNJ3
Вид	Человек
ID гена (человек)	3760
ID гена	3760
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого KCNJ3 (NP_002230.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P48549
Молекулярная масса белка	57 кДа
Доставка	Холодильный пакет